

医療機器回収の概要

(クラスII)

1. 一般的名称及び販売名

(1) 一般的名称 : 二相式気道陽圧ユニット  
販売名 : 在宅用人工呼吸器 クリーンエア VS SERENA

(2) 一般的名称 : 成人用人工呼吸器  
販売名 : 人工呼吸器クリーンエア VS INTEGRA

(3) 一般的名称 : 成人用人工呼吸器  
販売名 : 人工呼吸器クリーンエア VS ULTRA

2. 対象ロット、数量及び出荷時期

(1)在宅用人工呼吸器 クリーンエア VS SERENA

製造番号(\*) :

S0503189, S0505083, S0505093, S0505099, S0505100, S0505107, S0506078, S0506084,  
S0506091, S0506092, S0506093, S0506094, S0506095, S0506096, S0506097, S0507034,  
S0507036, S0507037, S0507063, S0507067, S0507068, S0507112, S0507113, S0507115,  
S0507118, S0507119, S0508004, S0508006, S0508010, S0508011, S0508012, S0508044,  
S0508045, S0508046, S0508047, S0508048, S0508050, S0508052, S0508055, S0508056,  
S0508058, S0508061, S0508072, S0508073, S0508076, S0508077, S0508078, S0508079,  
S0508080, S0508084, S0509023, S0509024, S0509025, S0509026, S0509027, S0509028,  
S0509031, S0509032, S0509033, S0509037, S0509038, S0509042, S0509043, S0510022,  
S0510027, S0510028, S0510029, S0510030, S0510032, S0510033, S0510034, S0510035,  
S0510036, S0510037, S0510038, S0510039, S0510040, S0510041, S0510042, S0510044,  
S0510045, S0511065, S0511079, S0511100, S0511105, S0511112, S0511123, S0511127,  
S0511128, S0511142, S0511149, S0511151, S0512011, S0512017, S0512019, S0512020,  
S0512023, S0512024, S0512025, S0512026, S0601042, S0601043, S0601044, S0601045,  
S0601046, S0601047, S0601048, S0601049, S0601050, S0601061, S0601062, S0601063,  
S0601064, S0601066, S0601067, S0601068, S0601069, S0601070, S0603033, S0603034,  
S0603038, S0603051, S0603052, S0603053, S0603054, S0603055, S0603056, S0603057,  
S0603058, S0603061, S0603062, S0603063, S0603064, S0603065, S0603066, S0603067,  
S0603068, S0603069, S0603073, S0603074, S0603083, S0603084, S0603085, S0603088,  
S0603089, S0604043, S0604044, S0604049, S0606031, S0606033, S0606037, S0606042,  
S0606043, S0606048, S0606049, S0606051, S0606052, S0606053, S0606055, S0606056,

S0606057, S0606058, S0606059, S0606060, S0606061, S0606062, S0606063, S0606064,  
S0606066, S0606067, S0606068, S0606069, S0606070, S0606071, S0606072, S0606073,  
S0606076, S0606078, S0606079, S0606085, S0606086, S0606091, S0606092, S0606093,  
S0606095, S0606096, S0606099, S0607021, S0607054, S0607056, S0607058, S0607059,  
S0607080, S0607081, S0607084, S0607085, S0607086, S0607090, S0607092, S0608071,  
S0608072, S0608073, S0608074, S0608075, S0608076, S0608078, S0608079, S0608080,  
S0608084, S0610003, S0610011, S0610030, S0610071, S0611001, S0611002, S0611003,  
S0611004, S0611005, S0611006, S0611007, S0611008, S0611009, S0611077, S0611106,  
S0611107, S0611109, S0612111, S0612112, S0612113, S0612115, S0612117, S0612119,  
S0612120, S0612121, S0612122, S0612123, S0612124, S0612125, S0612127, S0612131,  
S0612133, S0612135, S0612136, S0612137, S0612138, S0612139, S0612140, S0612149,  
S0612159, S0612171, S0612172, S0612173, S0612174, S0612175, S0612176, S0612177,  
S0612178, S0612183, S0612184, S0612189, S0612199, S0701016, S0701044, S0701056,  
S0701057, S0701058, S0701059, S0701060, S0701061, S0701062, S0701063, S0701064,  
S0701065, S0701071, S0701072, S0701076, S0701077, S0701078, S0701080, S0701086,  
S0701087, S0701088, S0701089, S0701090, S0701091, S0701093, S0701094, S0701098,  
S0701099, S0701101, S0701114, S0701126, S0701128, S0701135, VS0603059, VS0606098,  
VS0612179, VS0701045, VS0701127, VS0701130, VS0701132, VS0701133, VS0701134,  
VS0705077, VS0705082, VS0705085, VS0705086, VS0705087, VS0707501, VS0707502,  
VS0707503, VS0707504, VS0707505, VS0707506, VS0707507, VS0707508, VS0707509,  
VS0707510, VS0708501, VS0708502, VS0708503, VS0708504, VS0708505, VS0708506,  
VS0708507, VS0708508, VS0708509, VS0708510, VS0708511, VS0708512, VS0708513,  
VS0708514, VS0708515, VS0708516, VS0708517, VS0708518, VS0708519, VS0708520,  
VS0709501, VS0709502, VS0709503, VS0709504, VS0709505, VS0709506, VS0709507,  
VS0709508, VS0709509, VS0709510, VS0709511, VS0709512, VS0709513, VS0709514,  
VS0709515, VS0709516, VS0709517, VS0709518, VS0709519, VS0709520, VS0709521,  
VS0709522, VS0709523, VS0709524, VS0709525, VS0709526, VS0709527, VS0709528,  
VS0709529, VS0709530, VS0709531, VS0709532, VS0709533, VS0709534, VS0709535,  
VS0709536, VS0709537, VS0709538, VS0709539, VS0709540, VS0711501, VS0711502,  
VS0711503, VS0711504, VS0711505, VS0711506, VS0711507, VS0711508, VS0711509,  
VS0711510, VS0711511, VS0711512, VS0711513, VS0711514, VS0711515, VS0711516,  
VS0711517, VS0711518, VS0711519, VS0711520, VS0711531, VS0711532, VS0711533,  
VS0711534, VS0711535, VS0711536, VS0711537, VS0711538, VS0711539, VS0711540,  
VS0711541, VS0711542, VS0711543, VS0711544, VS0711545, VS0711546, VS0711547,  
VS0711548, VS0711549, VS0711550, VS0712543, VS0712544, VS0712545, VS0712546,  
VS0712548, VS0712549, VS0712550, VS0712551, VS0712552, VS0803511, VS0803512,  
VS0803513, VS0803514, VS0803515, VS0803516, VS0803517, VS0803518, VS0803519,  
VS0803520, VS0803521, VS0803522, VS0803523, VS0803524, VS0803525, VS0803526,  
VS0803527, VS0803528, VS0803529, VS0803530, VS0803531, VS0803532, VS0803533,  
VS0803534, VS0803535, VS0803536, VS0803537, VS0803538, VS0803539, VS0803540,  
VS0805521, VS0805522, VS0805523, VS0805524, VS0805525, VS0805526, VS0805527,  
VS0805528, VS0805529, VS0805530, VS0805531, VS0805532, VS0805533, VS0805534,  
VS0805535, VS0805536, VS0805537, VS0805538, VS0805539, VS0805540, VS0806561,

VS0806562, VS0806563, VS0806564, VS0806565, VS0806566, VS0806567, VS0806568,  
VS0806569, VS0806570, VS0807501, VS0807502, VS0807503, VS0807504, VS0807505,  
VS0807506, VS0807507, VS0807508, VS0807509, VS0807510, VS0810531, VS0810532,  
VS0810533, VS0810534, VS0810535, VS0810536, VS0810537, VS0810538, VS0810539,  
VS0810540, VS0810541, VS0810542, VS0810543, VS0810544, VS0810545, VS0810546,  
VS0810547, VS0810548, VS0810549, VS0810550, VS0810551, VS0810552, VS0810553,  
VS0810554, VS0810555, VS0810556, VS0810557, VS0810558, VS0810559, VS0810560,  
VS0810561, VS0810562, VS0810563, VS0810564, VS0810565, VS0810566, VS0810567,  
VS0810568, VS0810569, VS0810570, VS0810571, VS0810572, VS0810573, VS0810574,  
VS0810575, VS0810576, VS0810577, VS0810578, VS0810579, VS0810580, VS0810581,  
VS0810582, VS0810583, VS0810584, VS0810585, VS0810586, VS0810587, VS0810588,  
VS0810589, VS0810590, VS0810591, VS0810592, VS0810593, VS0810594, VS0810595,  
VS0810596, VS0810597, VS0810598, VS0810599, VS0810600, VS0810601, VS0810602,  
VS0810603, VS0810604, VS0810605, VS0810606, VS0810607, VS0810608, VS0810609,  
VS0810610, VS0811501, VS0811502, VS0811503, VS0811504, VS0811505, VS0811506,  
VS0811507, VS0811508, VS0811509, VS0811510, VS0811526, VS0811527, VS0811528,  
VS0811529, VS0811530, VS0811531, VS0811532, VS0811533, VS0811534

出荷数量 : 596台 (\*)

出荷時期:平成17年6月10日～平成21年1月15日

## (2) 人工呼吸器 クリーンエア VS INTEGRA

製造番号 (\*) :

I0512255, I0512261, I0512343, I0512357, I0601019, I0602110, I0602185, I0602189,  
I0603029, I0604105, I0604110, I0604115, I0604122, I0604128, I0605005, I0605006,  
I0605008, I0605009, I0605010, I0605011, I0605012, I0605013, I0605021, I0605022,  
I0605026, I0605027, I0605034, I0605035, I0605036, I0605051, I0605052, I0605053,  
I0605054, I0605056, I0605059, I0605066, I0605092, I0605133, I0606021, I0606022,  
I0606028, I0606052, I0606054, I0606055, I0606056, I0606058, I0606071, I0606074,  
I0606076, I0606078, I0606084, I0606087, I0606093, I0606099, I0606101, I0606130,  
I0606152, I0606153, I0606155, I0606157, I0607018, I0607121, I0607126, I0607128,  
I0607132, I0607143, I0607149, I0607211, I0607212, I0607215, I0607216, I0607218,  
I0607220, I0607227, I0607228, I0607248, I0607250, I0607278, I0609040, I0609043,  
I0609060, I0609061, I0609064, I0609066, I0609068, I0609069, I0609071, I0609076,  
I0609079, I0609083, I0609086, I0609088, I0609089, I0609092, I0609095, I0609097,  
I0611006, I0611007, I0611009, I0611010, I0611014, I0611017, I0611022, I0611023,  
I0611027, I0611028, I0611029, I0611031, I0611032, I0611034, I0611035, I0611036,  
I0611038, I0611039, I0611061, I0611062, I0611063, I0611066, I0611069, I0611070,  
I0611071, I0611072, I0611073, I0611074, I0611075, I0611078, I0611079, I0611081,  
I0611082, I0611083, I0611084, I0611085, I0611087, I0611088, I0611089, I0611091,  
I0611093, I0611095, I0611096, I0611097, I0611098, I0611099, I0611100, I0611103,  
I0611106, I0611107, I0611109, I0611111, I0611112, I0611113, I0611114, I0611115,  
I0611116, I0611117, I0611118, I0611119, I0611120, I0611122, I0611124, I0611125,  
I0611126, I0611128, I0611130, I0611132, I0611133, I0611134, I0611136, I0611137,

I0611138, I0611142, I0611144, I0611145, I0611146, I0611147, I0611149, I0611150,  
I0611156, I0611157, I0611158, I0611160, I0611162, I0611164, I0611165, I0611166,  
I0611168, I0611169, I0611170, I0612008, I0612019, I0612043, I0612045, I0612046,  
I0612051, I0612060, I0701131, I0701165, I0701168, I0701169, I0701170, I0701171,  
I0701172, I0701174, I0701175, I0701201, I0701202, I0701203, VSI0604117, VSI0604120,  
VSI0605015, VSI0606032, VSI0609050, VSI0609081, VSI0609098, VSI0611008, VSI0611011,  
VSI0611013, VSI0611016, VSI0611018, VSI0611094, VSI0611139, VSI0701204, VSI0701205,  
VSI0701206, VSI0701207, VSI0701208, VSI0701209, VSI0701210, VSI0701263, VSI0701265,  
VSI0701267, VSI0701271, VSI0701278, VSI0701279, VSI0701284, VSI0701288, VSI0701289,  
VSI0701291, VSI0703104, VSI0703105, VSI0703106, VSI0703107, VSI0703108, VSI0703109,  
VSI0703110, VSI0703112, VSI0703113, VSI0705179, VSI0705181, VSI0705182, VSI0705183,  
VSI0705184, VSI0705185, VSI0705186, VSI0705187, VSI0705188, VSI0705189, VSI0705190,  
VSI0705191, VSI0705192, VSI0706541, VSI0706542, VSI0706543, VSI0706544, VSI0706545,  
VSI0706546, VSI0706547, VSI0706548, VSI0706549, VSI0706550, VSI0706551, VSI0706552,  
VSI0706553, VSI0706554, VSI0706555, VSI0706556, VSI0706557, VSI0706558, VSI0706559,  
VSI0706560, VSI0707501, VSI0707502, VSI0707503, VSI0707504, VSI0707505, VSI0707506,  
VSI0707507, VSI0707508, VSI0707509, VSI0707510, VSI0708501, VSI0708502, VSI0708503,  
VSI0708504, VSI0708505, VSI0708506, VSI0708507, VSI0708508, VSI0708509, VSI0708510,  
VSI0708511, VSI0708512, VSI0708513, VSI0708514, VSI0708515, VSI0708516, VSI0708517,  
VSI0708518, VSI0708519, VSI0708520, VSI0708521, VSI0708522, VSI0708523, VSI0708524,  
VSI0708525, VSI0708526, VSI0708527, VSI0708528, VSI0708529, VSI0708530, VSI0709501,  
VSI0709502, VSI0709503, VSI0709504, VSI0709505, VSI0709506, VSI0709507, VSI0709508,  
VSI0709509, VSI0709510, VSI0709511, VSI0709512, VSI0709513, VSI0709514, VSI0709515,  
VSI0709516, VSI0709517, VSI0709518, VSI0709519, VSI0709520, VSI0709521, VSI0709522,  
VSI0709523, VSI0709524, VSI0709525, VSI0709526, VSI0709527, VSI0709528, VSI0709529,  
VSI0709530, VSI0709531, VSI0709532, VSI0709533, VSI0709534, VSI0709535, VSI0709536,  
VSI0709537, VSI0709538, VSI0709539, VSI0709540, VSI0709541, VSI0709542, VSI0709543,  
VSI0709544, VSI0709545, VSI0709546, VSI0709547, VSI0709548, VSI0709550, VSI0709551,  
VSI0709552, VSI0709553, VSI0709554, VSI0709555, VSI0709556, VSI0709557, VSI0709558,  
VSI0709559, VSI0709560, VSI0710531, VSI0710532, VSI0710533, VSI0710534, VSI0710535,  
VSI0710536, VSI0710537, VSI0710538, VSI0710539, VSI0710540, VSI0710541, VSI0710542,  
VSI0710543, VSI0710544, VSI0710545, VSI0710546, VSI0710547, VSI0710548, VSI0710549,  
VSI0710550, VSI0710551, VSI0710552, VSI0710553, VSI0710554, VSI0710555, VSI0710556,  
VSI0710557, VSI0710558, VSI0710559, VSI0710560, VSI0710608, VSI0710609, VSI0710610,  
VSI0710611, VSI0710612, VSI0710613, VSI0710614, VSI0710615, VSI0710616, VSI0710617,  
VSI0710618, VSI0710619, VSI0710620, VSI0710621, VSI0710622, VSI0710623, VSI0710624,  
VSI0710625, VSI0710626, VSI0710627, VSI0710628, VSI0710629, VSI0710630, VSI0710631,  
VSI0710634, VSI0710635, VSI0710636, VSI0710637, VSI0803553, VSI0803554, VSI0803555,  
VSI0803556, VSI0803557, VSI0803558, VSI0803559, VSI0803560, VSI0803561, VSI0803562,  
VSI0803564, VSI0803565, VSI0803566, VSI0803567, VSI0803568, VSI0803569, VSI0803570,  
VSI0803571, VSI0803572, VSI0803583, VSI0803584, VSI0803585, VSI0803586, VSI0803587,  
VSI0803588, VSI0803589, VSI0803590, VSI0803591, VSI0803592, VSI0804606, VSI0804607,  
VSI0804608, VSI0804609, VSI0804611, VSI0804612, VSI0804614, VSI0804615, VSI0804616,



出荷数量 : 774台 (\*)

出荷時期:平成18年3月31日～平成21年1月22日

(3) 人工呼吸器 クリーンエア VS ULTRA

製造番号 (\*) :

U0512297, U0512298, U0601089, U0601221, U0603007, U0603008, U0603009, U0603095,  
U0603144, U0603196, U0604071, U0604083, U0605042, U0605063, U0605071, U0605075,  
U0605077, U0605106, U0605113, U0605114, U0605124, U0605146, U0605149, U0605160,  
U0605206, U0605220, U0605225, U0605230, U0605245, U0605246, U0605248, U0605249,  
U0605251, U0605253, U0605281, U0606003, U0606004, U0606005, U0606006, U0606011,  
U0606014, U0606016, U0606020, U0606195, U0606205, U0606234, U0606241, U0606242,  
U0606248, U0606250, U0606256, U0606261, U0606262, U0607052, U0607217, U0607254,  
U0607260, U0607262, U0607266, U0607275, U0607277, U0607279, U0607283, U0607290,  
U0607291, U0607299, U0607308, U0607313, U0607319, U0607332, U0607333, U0607339,  
U0607350, U0608136, U0608197, U0608207, U0608254, U0608255, U0608257, U0608258,  
U0608259, U0608260, U0608262, U0610031, U0610268, U0610332, U0611003, U0611006,  
U0611009, U0611013, U0611014, U0611017, U0611018, U0611020, U0611025, U0611033,  
U0611039, U0611045, U0611060, U0611061, U0611063, U0611067, U0611071, U0611072,  
U0611079, U0611083, U0611085, U0611086, U0611097, U0611115, U0611116, U0611119,  
U0611120, U0611274, U0611291, U0611292, U0611294, U0611295, U0611297, U0611299,  
U0611300, U0611301, U0611302, U0611303, U0611305, U0611306, U0611307, U0611309,  
U0612010, U0612020, U0612021, U0612023, U0612025, U0612026, U0612027, U0612028,  
U0612029, U0612030, U0612031, U0612032, U0612033, U0612034, U0612036, U0612037,  
U0612038, U0612039, U0612040, U0612041, U0612042, U0612043, U0612044, U0612045,  
U0612047, U0612049, U0612050, U0612051, U0612052, U0612053, U0612054, U0612055,  
U0612056, U0612057, U0612060, U0612061, U0612062, U0612063, U0612064, U0612065,  
U0612066, U0612067, U0612068, U0612069, U0612070, U0612071, U0612072, U0612073,  
U0612075, U0612076, U0612077, U0612078, U0612079, U0612080, U0612082, U0612083,  
U0612084, U0612085, U0612086, U0612087, U0612089, U0612090, U0612091, U0612093,  
U0612099, U0701169, U0701210, U0701217, U0701228, U0701230, U0701232, U0701236,  
U0701237, U0701238, U0701239, U0701240, U0701241, U0701242, U0701243, U0701244,  
U0701245, U0701246, U0701247, U0701248, U0701250, U0701251, U0701256, U0701257,  
U0701259, U0701261, U0701263, U0701265, VSU0606239, VSU0607256, VSU0608266,  
VSU0611001, VSU0611026, VSU0611081, VSU0612024, VSU0612035, VSU0612048, VSU0612059,  
VSU0612081, VSU0701266, VSU0701267, VSU0701268, VSU0701269, VSU0701270, VSU0701271,  
VSU0701272, VSU0701273, VSU0701274, VSU0701275, VSU0701288, VSU0701376, VSU0701377,  
VSU0701378, VSU0701379, VSU0701380, VSU0701381, VSU0701382, VSU0701383, VSU0701384,  
VSU0701393, VSU0701396, VSU0701397, VSU0701398, VSU0701399, VSU0701400, VSU0701401,  
VSU0701402, VSU0701403, VSU0701404, VSU0701405, VSU0701416, VSU0701417, VSU0701418,  
VSU0701419, VSU0701420, VSU0701424, VSU0701425, VSU0706101, VSU0706102, VSU0706103,  
VSU0706105, VSU0706106, VSU0706108, VSU0706109, VSU0706110, VSU0706111, VSU0706112,  
VSU0706113, VSU0706114, VSU0706521, VSU0706522, VSU0706523, VSU0706524, VSU0706525,







VSU0811527, VSU0811528, VSU0811529, VSU0811530, VSU0811531, VSU0811532, VSU0811533,  
VSU0811534, VSU0811535, VSU0811536, VSU0811537, VSU0811538, VSU0811539, VSU0811540,  
VSU0811541, VSU0811542, VSU0811543, VSU0811544, VSU0811545, VSU0811546, VSU0811547,  
VSU0811548, VSU0811549, VSU0811550, VSU0811551, VSU0811552, VSU0811553, VSU0811554,  
VSU0811555, VSU0811556, VSU0811557, VSU0811558, VSU0811559, VSU0811560, VSU0811561,  
VSU0811562, VSU0811563, VSU0811564, VSU0811565, VSU0811566, VSU0811567, VSU0811568,  
VSU0811569, VSU0811570, VSU0811571, VSU0811572, VSU0811573, VSU0811574, VSU0811575,  
VSU0811576, VSU0811577, VSU0811578, VSU0811579, VSU0811580, VSU0811582, VSU0811583,  
VSU0811584, VSU0811585, VSU0811586, VSU0811587, VSU0811588, VSU0811589, VSU0811590,  
VSU0811591, VSU0811592, VSU0811593, VSU0811594, VSU0811595, VSU0811597, VSU0811598,  
VSU0811599, VSU0811600, VSU0811601, VSU0811602, VSU0811603, VSU0811605, VSU0811606,  
VSU0811608, VSU0811610, VSU0811611, VSU0811612, VSU0811613, VSU0811628, VSU0811629

出荷数量 : 972台(\*)

出荷時期:平成18年3月31日～平成20年12月25日

### 3. 製造販売業者等名称

製造販売業者の名称 : フクダ電子株式会社  
製造販売業者の所在地 : 東京都文京区本郷三丁目39番4号  
許可の種類 : 第一種医療機器製造販売業  
許可番号 : 13B1X00003  
輸入先製造業者 : セイム社(フランス)、レスメド社(オーストラリア)

### 4. 回収理由

機器の製造工程の組み立て誤差により、換気流量を調節するプロポーショナルバルブの動作が不安定となりアラームが発生する事例が発生しました。不良発生は極めて稀ですが可能性を完全に否定できない為、患者様の安全を第一に考え自主回収致します。

### 5. 危惧される具体的な健康被害

医薬発第248号 2001年3月27日「生命維持装置である人工呼吸器に関する医療事故防止策について」に従い、(1)人工呼吸器を使用する際には、「警報機能付きパルスオキシメータ」又は「警報機能付きカプノメータ」を併用し、常に患者の状態を監視する旨、(2)人工呼吸器を使用する際には、非常の事態を想定し、何らかの原因により人工呼吸器が機能しなくなった場合に備え、代替の換気装置や手動式人工呼吸器をいつでも使用出来る体制を整える旨を添付文書及び取扱い説明書に明記し周知しております。また、在宅で使用する場合においても医療機関の管理監督の下、緊急時に対応出来る体制が整えられております。よってプロポーショナルバルブが不安定となった場合換気動作が停止することがありますが、アラームが発生し異常を知ら

せるため、適切に対処が出来、重篤な健康被害は回避出来ると考えております。なお、現在までに本不具合による健康被害の報告は受けておりません。

## 6. 回収開始年月日

平成21年3月12日（情報提供開始日）

## 7. 効能, 効果又は用途等

### (1) 在宅用人工呼吸器 クリーンエア VS SERENA

本装置は、在宅及び医療機関において、安定した状態にある人工呼吸療養者が持続的に2段階の圧力（別々に設定した吸気圧及び呼気圧）で換気を行う非侵襲式人工呼吸器として使用する。さらにパラメータの設定により経鼻的持続陽圧呼吸療法にも使用する。

### (2) 人工呼吸器 クリーンエア VS INTEGRA

本装置は、在宅及び医療機関において、空気及び酸素と空気の混合ガスを機械的調節のもとで、マスクもしくは気管切開による気管内チューブを介して換気を行う人工呼吸器として使用する。

### (3) 人工呼吸器 クリーンエア VS ULTRA

本装置は、在宅及び医療機関において、空気及び酸素と空気の混合ガスを機械的調節のもとで、マスクもしくは気管切開による気管内チューブを介して換気を行う人工呼吸器として使用する。

## 8. その他

本件に係わる装置の納入先は全て把握しており、納入先へ情報を提供するとともに回収を実施致します。

## 9. 担当者名及び連絡先

連絡先：フクダ電子株式会社

住所：東京都文京区本郷三丁目39番4号

電話 03（5684）1694

FAX 03（5684）1398

担当者氏名：田北 徳生、 二俣 宗聖